

RIDA[®] Extraction Solution (incolore)

Art. No.: R7098

Conservare a 20 - 25 °C

R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany

Tel.: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Telefax: +49 (0) 61 51 81 02-20

Prodotto da:

R-Biopharm AG
An der neuen Bergstraße 17
D-64297 Darmstadt
www.r-biopharm.de

Per informazioni:

Telefono:

Centralino (0 61 51) 81 02-0

Telefax / E-Mail:

Ordini

(0 61 51) 81 02-20
orders@r-biopharm.de

Marketing

(0 61 51) 81 02-40
info@r-biopharm.de

Distribuito da:

R-Biopharm Italia Srl
Via Morandi, 10
20077 Melegnano MI
Telefono 02 9823 3330
info@r-biopharm.it - www.r-biopharm.com

RIDA[®] e RIDASCREEN[®]
sono marchi registrati della R-BIOPHARM AG
Produttore: R-BIOPHARM AG, Darmstadt, Germania

R-BIOPHARM AG è certificata ISO 9001

RIDA[®] Extraction Solution (incolore)

1. Scopo

1.1 Utilizzo con RIDASCREEN[®]FAST Casein (R4612)

La RIDA[®] Extraction Solution (incolore) (R7098) può essere utilizzata in alternativa alla RIDA[®] Extraction Solution colorata (R7099) per la preparazione di insaccati e prodotti da forno con il kit RIDASCREEN[®]FAST Casein (R4612). La soluzione R7099 è colorata per semplificarne l'aggiunta. Per la preparazione del campione si prega di far riferimento alla metodica o alle note applicative del kit.

1.2 Utilizzo con i kit per gliadina

La RIDA[®] Extraction Solution (incolore) (R7098) può essere utilizzata per la preparazione dei campioni di materie prime, alimenti processati e trattati termicamente con i seguenti kit:

- RIDA[®]QUICK Gliadin (R7003)
- RIDA[®]QUICK Gliadin (strip confezionate singolarmente) (R7004)

Per un'analisi quantitativa in associazione ai kit RIDASCREEN[®] Gliadin (R7001) oppure RIDASCREEN[®]FAST Gliadin (R7002) si raccomanda di utilizzare la Cocktail (patented) (R7006/R7016).

La RIDA[®] Extraction Solution (incolore) (R7098) può essere utilizzata solo dopo test di comparazione con la Cocktail (patented) (R7006/R7016) dal momento che l'estrazione con la RIDA[®] Extraction Solution (incolore) (R7098) può portare ad una riduzione dei valori di recupero. Su richiesta, è disponibile una nota applicativa.

2. Contenuto

105 ml

3. Precauzioni e Manipolazione

La RIDA[®] Extraction Solution (incolore) è nociva per la salute. Contiene mercaptoetanolo e deve essere maneggiata sotto cappa chimica, evitando ogni contatto con la cute.

La soluzione deve essere utilizzata da personale di laboratorio qualificato.

Per maggiori informazioni sulle sostanze contenute e sul loro maneggiamento, si prega di far riferimento alla scheda di sicurezza (MSDS), disponibile direttamente sul sito www.r-biopharm.com

4. Conservazione e smaltimento

Conservare a temperatura ambiente (20 - 25 °C / 68 - 77 °F).

Evitare lo scarico della soluzione nella rete fognaria e maneggiare il contenuto secondo il regolamento nazionale.

R-Biopharm non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quella relativa alla qualità standard dei materiali di cui sono costituiti i suoi prodotti. Nel caso tali materiali risultassero difettosi, R-Biopharm si impegna a fornire prodotti sostitutivi. Non esiste garanzia di commerciabilità o di idoneità del prodotto per uno scopo particolare. R-Biopharm non è da ritenersi responsabile per danni, ivi compresi danni speciali o indiretti, o spese derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo del prodotto.