

# **Cocktail (patented)**

Cocktail 提取液 (专利产品)

订货号: R7006 (105 ml)

订货号: R7016 (1000 ml)

储存温度 20 - 25 °C

拜发分析系统销售 (北京) 有限公司

电话: +86 10 8458 3218 传真: +86 10 8458 0691

地址:

拜发分析系统销售（北京）有限公司  
北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 B2908  
邮编: 100016  
[www.r-biopharm.com](http://www.r-biopharm.com)

欢迎随时联系德国拜发中国区:

电话:

客服中心: +86 10 8458 3218

传真/邮箱:

销售部: +86 10 - 84 58 32 18 - 223  
[info@r-biopharm.cn](mailto:info@r-biopharm.cn)

市场部:

+86 10 - 84 58 32 18 - 217  
[info@r-biopharm.cn](mailto:info@r-biopharm.cn)

RIDA<sup>®</sup> 和 RIDASCREEN<sup>®</sup>

均为R-Biopharm 德国拜发公司的注册品牌标志  
制造商: R-Biopharm AG, Darmstadt, 德国

R-Biopharm AG 拥有 ISO 9001 认证。

RIDA<sup>®</sup> and RIDASCREEN<sup>®</sup>

are registered trademarks of R-Biopharm AG  
Manufacturer: R-Biopharm AG, Darmstadt, Germany

R-Biopharm AG is ISO 9001 certified.

# Cocktail (patented) 提取液（专利产品）

## 1. 用途

Cocktail (patented) 提取液（专利产品）是由 Enrique Mendez 教授研发的专利产品（专利号 WO 02/092633），可配合

- RIDASCREEN® Gliadin 麸质检测试剂盒（订货号：R7001）
  - RIDASCREEN® FAST Gliadin 快速麸质检测试剂盒（订货号：R7002）
  - RIDA®QUICK Gliadin 快速麸质检测卡（订货号：R7003/R7004）
- 这几种试剂盒产品进行样品处理。

具体的样品处理方法在相应的试剂盒说明书或补充样品处理方法说明中有详细介绍。

## 2. 规格

订货号：R7006 (105 ml)

订货号：R7016 (1000 ml)

## 3. 防范和处理

Cocktail (patented) 提取液（专利产品）对人体健康有害，其中含有氯胍和巯基乙醇。因此建议在通风橱中使用，同时避免皮肤直接接触。

仅建议由经过了相关培训的实验人员对本提取液进行操作和使用。

## 4. 储存

室温（20 - 25 °C）

不要让该产品接触正常的生活污水排除系统。

以上信息是基于我们现有知识的基础上对我们的产品及其相关应用的说明。而并非对产品的任何特定性能或特定使用目的进行担保。**R-Biopharm** 德国拜发公司不承担除试剂基本品质之外的任何责任。除因产品使用而造成的直接或间接损坏及损失外，其它有缺陷的试剂盒可退换。